

## Ergänzung zu der derzeit gültigen Gebrauchsanweisung

*Der AED Plus® Defibrillator unterliegt § 6 Betreiberverordnung und damit einer regelmäßigen „Sicherheitstechnischen Kontrolle“*

**Zoll Medical Inc. schliesst eine solche "Sicherheitstechnische Kontrolle" für den AED Plus® nach Betreiberverordnung aus.**

Der Ausschluss ist damit begründet, dass der AED Plus® spezielle automatische Testprogramme alle 7 Tage/oder öfter durchführt. Alle Elemente, die für die Sicherheit der Funktion des Defibrillators relevant sind, werden in diesem Testprogramm durchgeführt. In einem erkannten Fehlerfall gibt das Gerät Alarm. Bei der Entwicklung wurde grundsätzlich die Robustheit und die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund gestellt. Durch umfangreiche elektronische und mechanische Prüfungen wurde dieses Entwicklungsziel nachgewiesen.

Technische Geräte sind jedoch grundsätzlich mittels Routinekontrollen durch den Anwender auf Ihren Funktionsstatus zu überwachen. Die Gebrauchsanweisung gibt hierüber unter „Wartung“ Empfehlungen.

Hinweis zur Betreiberverordnung für den AED Plus® Defibrillator: Dieses Schreiben ist eine Ergänzung zu der derzeit gültigen Gebrauchsanweisung.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen

*Ihr*

**ZOLL AED Plus® Team**